

Комплексний догляд Collagen CS III Stimulation від KLAPP

Комплексна курсова програма Collagen CS III Stimulation включає три салонні процедури (один раз на тиждень) і підтримуючий домашній догляд. У процедурі застосовується спеціальна компресійна маска, провідниковий гель і набір-монодоза. Ефект розгладження зморщок і поліпшення еластичності шкіри спостерігається вже на восьмий день після початку курсової програми, а корекція контуру обличчя і зменшення «другого» підборіддя – після першої салонної процедури.

Протокол процедури



Проводимо спочатку демакіяж за допомогою базових засобів серії Clean & Active (основа – дріжджовий гідролізат та екстракт кропиви дводомної), а потім пілінг засобами Multifunktion-Peeling з набору-монодоза (основа – мікрогранулат абрикосових кісточок, комплекс фруктових кислот).

Наносимо засоби, що входять до набору-монодоза: основний концентрат CS III Super Concentrate (основа – комплекс hi-tech ASC III, лінолева кислота, токоферол), а також препарат PP15 retard (комплекс для запобігання алергічній реакції та цільового депонування активних компонентів). З метою активізації мікроциркуляції накладаємо теплий компресний рушник на обличчя та шию (час впливу – 10 хвилин).

Депонування активних компонентів відбувається завдяки нанесенню гелю-провідника Collagen CSIII Frescolat Eisgel (основа – натуральний гель алое вера, ментол, пантенол). Накладаємо на обличчя попередньо підготовлену маску Collagen CSIII Face Mask (склад: натуральна бавовна, пластан), яка закріплюється на потиличній частині (час експозиції – 10 хвилин).

На заключному етапі виконуємо 15-хвилинний масаж по крему Collagen CS III Cream. Залишки видаляємо паперовою серветкою. Курсова програма Collagen CS III Stimulation передбачає постійне накопичення компонента CS III. У домашньому догляді застосовуються засоби для обличчя та зони навколо очей із серії Collagen CS III.