

Салонний догляд "Гіалурон-інфузія"

Остання розробка німецьких фармацевтів представлена в комплексному наборі косметики для проведення салонної процедури Extreme® Hyaluron Infusion від KLAPP. Основна діюча речовина препаратів серії «Гіалурон-Інфузія» – потрійна формула гіалуронової кислоти.



Формула включає низькомолекулярну гіалуронову кислоту для глибокого проникнення, нано-ретард – для спрямованого заповнення порожнеч епідермісу з ефектом миттєвого зволоження, а також високомолекулярну – для зволоження поверхневого шару шкіри та створення надійного захисного бар'єру. Крім того, процедура передбачає проведення щадного пілінгу (без впливу кислот і абразивних компонентів), а також висвітлення пігментних плям. Завдяки фіксації овалу обличчя спеціальними бинтами здійснюється ефект ліфтингу і виведення зайвої рідини з міжклітинного простору. Візуальний ефект омолодження спостерігається вже в процесі процедури. Відразу після салонного догляду шкіра виглядає повітлілою, гладенькою і пружною, великі зморшки стають менш помітними.

Секрет цього «чародійства» – застосування нанотехнологій у процесі виготовлення косметичних засобів, адже маса мікрочастинок, носіїв комплексу діючих компонентів серії KLAPP Extreme®, неймовірно мала, що забезпечує швидку доставку жорстко дозованої кількості речовин у потрібні зони. Характерно, що саме висока швидкість проникнення діючих речовин зводить до мінімуму ризик виникнення алергічної реакції. Тому салонний догляд «Гіалурон-Інфузія» може бути рекомендований також клієнтам з високим ступенем чутливості шкіри. Він передбачає вплив на шкіру обличчя, шиї, декольте та рук. Тривалість процедури – 70 хвилин.

Протокол процедури

Після проведення демакіяжу засобами серії KLAPP Clean&Active здійснюємо послідовне нанесення препаратів набору-монодозы Hyaluron Infusion. Мікропілінг забезпечує щадне видалення змертвілих часточок епідермісу, тому придатний також для чутливої шкіри. Час експозиції – 2–5 хвилин. Засіб видаляємо вологим компресним рушником.

Далі використовуємо «Гель-ретард» для глибокого зволоження з тривалим ефектом накопичення в порожнечах епідермісу. Експозиція – 3 хвилини, після чого залишки засобу втираємо в шкіру масажними рухами. Для зволоження поверхневого шару шкіри зверху наносимо «Інтенсив-крем №1». Виконуємо бандаж-фіксацію – обгортання обличчя спеціальними бандажними бинтами за особливою технологією, призначеною для досягнення максимального ефекту зволоження та ліфтингу. Зверху бандажа-фіксації для створення ефекту оклюзії віяловим пензлем наносимо «Інтенсив-крем №2» і виконуємо моделюючий масаж обличчя. Після зняття бандажа-фіксації залишки крему не змиваємо, а втираємо в шкіру масажними рухами.

У результаті впливу процедури шкіра виглядає доглянутою, вона надійно захищена, тож немає необхідності в додатковому нанесенні захисного крему. Ефект салонного догляду підтримується в домашніх умовах за допомогою засобів серії KLAPP Extreme.